

お客様各位

ファイバートック株式会社
千葉県佐倉市西御門 409-1

涙道ファイバースコープ EZ Tb. 並びに EZ Tb. アダプタ
消毒液の追加および消毒方法変更に伴う
電子添文及び取扱説明書改訂のご案内

謹啓 平素よりファイバートック製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、下記製品につきまして、ご使用いただける消毒液の追加および消毒方法の変更についてご案内申し上げます。

謹白

記



1. 対象製品

販売名	涙道ファイバースコープ EZ Tb.
医療機器認証番号	305AFBZX00056000

販売名	EZ Tb. アダプタ
医療機器届出番号	12B1X10019000010

2. 変更内容

「消毒」にアセサイド 6%消毒液（過酢酸製剤）が追加適用となりました。また、「消毒方法」が変更となり、プラグ部の浸漬が可能となりました。

	改訂前	改訂後
使用可能消毒液	① ディスオーパ®消毒液 0.55% ② ステリスコープ®3w/v%液	① ディスオーパ®消毒液 0.55% ② ステリスコープ®3w/v%液 ③ <u>アセサイド 6%消毒液</u>
浸漬方法	プラグ部浸漬不可 	<u>プラグ部浸漬可</u> 

3. 変更開始時期 2025 年 8 月 1 日

※在庫状況により変更された取扱説明書が添付された製品のお届け時期が前後する場合がありますが、ご了承ください。

※詳細につきましては、電子添文および取扱説明書をご参照ください。電子添文につきましては「添文ナビ」で製品の GS1 バルコードを読み取ってご確認いただけます。

【本件に関するお問い合わせ先】

ファイバートック(株) 佐倉リサーチセンター
品質保証課（担当：宮部、二宮）TEL: 043-481-5381